

E-キット 価格表

研究用試薬

包装サイズ: 用手法(1回約3ml使用)を基にしています。

2026年4月より

製品番号	製品名	包装サイズ (用手法)	希望価格	製品番号	製品名	包装サイズ (用手法)	希望価格		
自動分析装置等適用及び用手法キット(液状試薬、スタンダード別売) ※酵素法				用手法キット(スタンダード別売) ※酵素法					
糖質	E8140	E-キット Liquid D-グルコース	50回	¥29,000	糖質	E1210	E-キット D-グルコース	32回	¥22,000
	E8160	E-キット Liquid D-グルコース/果糖	50回	¥33,000		E1245	E-キット D-グルコース/果糖	32回	¥27,000
	E8180	E-キット Liquid ショ糖/D-グルコース(総量)	50回	¥38,000		E1246	E-キット ショ糖/D-グルコース	各16回	¥29,000
	E8190	E-キット Liquid ショ糖/D-グルコース/果糖(総量)	50回	¥47,000		E1247	E-キット ショ糖/D-グルコース/果糖	各16回	¥32,000
	E8100	E-キット Liquid スターチ	50回	¥50,000		E1268	E-キット スターチ	32回	¥36,000
	E8110	E-キット Liquid 乳糖/D-ガラクトース(総量)	50回	¥50,000		E1213	E-キット 乳糖/D-ガラクトース	各16回 (全32回)	¥41,000
	E8120	E-キット Liquid D-ガラクトース	50回	¥40,000					
	E8130	E-キット Liquid 乳糖/D-グルコース(総量)	50回	¥50,000					
	E8170	E-キット Liquid 麦芽糖/ショ糖/D-グルコース(総量)	50回	¥50,000					
	E8175	E-キット Liquid コンビ 麦芽糖/ショ糖/D-グルコース	25回	¥63,000					
有機酸	E8226	E-キット Liquid 酢酸(スタンダード付属)	50回	¥71,000	有機酸	E1226	E-キット 酢酸	32回	¥55,000
	E8230	E-キット Liquid クエン酸	50回	¥58,000		E1214	E-キット クエン酸	3本×8回	¥30,000
	E8270	E-キット Liquid D-リンゴ酸	50回	¥67,000		E1267	E-キット L-アスコルビン酸	24回	¥35,000
	E8280	E-キット Liquid L-リンゴ酸	50回	¥33,000		E1215	E-キット L-リンゴ酸	32回	¥30,000
	E8520	E-キット Liquid D-グルコン酸	50回	¥121,000		E1223	E-キット D-グルコン酸/D-グルコラクトン	32回	¥91,000
	E8550	E-キット Liquid D-イソクエン酸(スタンダード付属)	50回	¥55,000		E1222	E-キット D-イソクエン酸	32回	¥34,000
	E8240	E-キット Liquid D/L-乳酸(不分別)	50回	¥58,000		E1255	E-キット D/L-乳酸	32回	¥55,000
	E8260	E-キット Liquid L-乳酸	50回	¥42,000		E1254	E-キット L-乳酸	32回	¥37,000
	E8245	E-キット Liquid D-乳酸	50回	¥58,000		E2550	E-キット ビルビン酸(スタンダード付属)	50回	¥36,000
	E8540	E-キット Liquid D-3-ヒドロキシ酪酸	50回	¥77,000		E2610	E-キット D-3-ヒドロキシ酪酸	33回	¥42,000
	E8510	E-キット Liquid ギ酸	25回	¥59,000		E2100	E-キット シュウ酸(スタンダード付属)	10回	¥34,000
	E8530	E-キット Liquid L-グルタミン酸	50回	¥53,000		E2250	E-キット シュウ酸精製キット	20回	¥14,000
	E8580	E-キット Liquid コハク酸	25回	¥102,000		E6275	E-キット 亜硫酸	30回	¥55,000
	その他	E8300	E-キット Liquid アセトアルデヒド	50回		¥72,000	その他	E2540	E-キット カリウム(スタンダード付属)
E8320		E-キット Liquid コレステロール	55回	¥57,000	E2590	E-キット ナトリウム(スタンダード付属)		40回	¥39,000
E8340		E-キット Liquid エタノール	50回	¥41,000	E3400	E-キット グルコースリムーバー		32回	¥19,000
E8360		E-キット Liquid グリセロール	50回	¥44,000	E6196	プラスチック攪拌棒		10,000個	¥176,000
E8370		E-キット Liquid 硝酸	50回	¥71,000					
E8390		E-キット Liquid アンモニア	50回	¥38,000					
E8395		E-キット Liquid 尿素/アンモニア(不分別)	50回	¥68,000					
自動分析装置等適用及び用手法キット(液状試薬、スタンダード付属) ※発色法									
その他	E3100	E-カラーキット・酒石酸	100回	¥19,000	その他	E2620	E-キット 総タンパク質	105回	¥33,000
	E2300	E-カラーキット・鉄	200回	¥22,000		E3500	E-カラーキット・β-グルカン(GlucaTest S125)	40回	¥25,000
	E2400	E-カラーキット・銅	50回	¥18,000		E3550	E-カラーキット・β-グルカン(GlucaTest L500)	160回	¥72,000
	E2500	E-キット α-アミノ窒素	75回	¥29,000		E8600	E-キット Liquid 総亜硫酸(SO ₂ -Total)	100回	¥27,000
	E2510	E-キット アントシアニン ※スタンダードの付属なし	100回	¥22,000		E8610	E-キット Liquid 遊離亜硫酸(SO ₂ -Free)	100回	¥27,000
	E2530	E-キット ポリフェノール	80回	¥31,000					
スタンダード(キャリブレーション用、コントロール用)									
AQ03-015	アルコールスタンダード	10本 (各1.5ml)	¥26,000						
E8440	E-キット Liquid マルチ糖類スタンダード(低濃度)	3本×3.5ml	¥19,000	E8445	E-キット Liquid マルチ糖類スタンダード(高濃度)	3本×3.5ml	¥19,000		
E8460	E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード(低濃度)	3本×3.5ml	¥19,000	E8465	E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード(高濃度)	3本×3.5ml	¥19,000		
E8470	E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード2(低濃度)	3本×3.5ml	¥25,000	E8475	E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード2(高濃度)	3本×3.5ml	¥25,000		

(税別)

※ E-Liquidキットは製造・販売元(Roche社、R-Biopharm社)推奨のF-キットの後継製品として位置づけられている酵素法キットの最新シリーズです。液状タイプで試薬調製不要・試薬安定性にも優れ、自動分析装置にも適用できます(検量線の作製にはE-キットLiquid 各スタンダードが必要です)。

※ E-キットLiquidキットの測定操作確認(コントロール)として、E-キットLiquid各スタンダードのご使用をお奨めします。

※ E-Liquid 糖質測定キットシリーズのうち次のキット(E8100、E8180、E8190、E8110、E8130、E8170)、D-/L-乳酸キット(E8240)および尿素/アンモニアキット(E8395)は総量測定キットです(分別定量できません)。分別定量するには他のキットと組合せての測定が必要です。各使用説明書を参照、またはお問合せ下さい。

※ E-Liquid 糖質測定キットシリーズのうち次のキット(E8160、E8175)につきましては分別定量可能です。

※ 「E-キットLiquid 酢酸」(E8226)の濃度は、Excelの3次多項式またはスプライン曲線を用いて算出します。
E-キットLiquidシリーズの濃度算出用Excelシート(英文)を用意しております。ご希望の方はお問合せ下さい。

■ お問合せは最寄りの弊社製品取扱店または直接弊社へ下さるようお願い申し上げます。

世界販売元
R-バイオファーム社

ご注文・お問合せ
AZmax
アズマックス株式会社
〒104-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5F

TEL.03-6661-1090(代) FAX.03-6661-1091
E-mail: sales@azmax.co.jp URL: http://www.azmax.co.jp

RIDA® CUBE SCAN 専用測定試薬 価格表

研究用試薬

2026年4月より

製品番号	製品名	包装サイズ	希望価格	製品番号	製品名	包装サイズ	希望価格		
液状試薬、スタンダードの付属は無し（※酵素法）									
糖質	RCS4140	RIDA® CUBE D-グルコース	32回	¥44,000	有機酸	RCS4226	RIDA® CUBE 酢酸	32回	¥65,000
	RCS4160	RIDA® CUBE D-グルコース/果糖(総量)	32回	¥50,000		RCS4230	RIDA® CUBE クエン酸	32回	¥72,000
	RCS4180	RIDA® CUBE ショ糖/D-グルコース(総量)	32回	¥52,000		RCS4240	RIDA® CUBE D-乳酸/L-乳酸(不分別)	32回	¥74,000
	RCS4190	RIDA® CUBE ショ糖/D-グルコース/果糖(総量)	32回	¥64,000		RCS4260	RIDA® CUBE L-乳酸	32回	¥54,000
	RCS4130	RIDA® CUBE 乳糖/D-グルコース(総量)	32回	¥54,000		RCS4280	RIDA® CUBE L-リンゴ酸	32回	¥48,000
	RCS4120	RIDA® CUBE D-ガラクトース	32回	¥49,000		その他	RCS4340	RIDA® CUBE エタノール	32回
	RCS4110	RIDA® CUBE 乳糖/D-ガラクトース(総量)	32回	¥54,000	RCS4390		RIDA® CUBE アンモニア	32回	¥62,000
液状試薬、スタンダードの付属は無し（※発色法）									
その他	RCS4600	RIDA® CUBE 総亜硫酸	32回	¥44,000					
	RCS4610	RIDA® CUBE 遊離亜硫酸	32回	¥50,000					

- ※ RIDA® CUBE 専用測定試薬はR-バイオフาร์ม社の製品です。
- ※ キャリブレーション用にE-Liquidキットシリーズ・スタンダード(「E-キット価格表」1ページ目)のご使用を推奨します。
- ※ 2~3種類の試薬ビン数、試薬調製が不要の液状試薬なので、RIDA® CUBE SCANですぐ測定できます。
- ※ RIDA® CUBE専用試薬のうちRCS4160、RCS4180、RCS4190、RCS4130、RCS4110、RCS4240は単体では分別定量できません。分別定量方法については各使用説明書を参照、またはお問合せください。
- ※ 上記の試薬はすべて340nmでの測定用です。



RIDA® CUBE SCAN はニュータイプの全自動式吸光度測定システムです。
 小型・軽量ながら、大型酵素法測定装置に匹敵する機能性を実現しました。
 システムは堅牢、メンテナンスも不要です。

システム構成: ボックス型分析装置+タブレットPC
 定 価 : 760,000円(税別)
 サ イ ズ : 16×13×14.5 cm
 重 量 : 2.4 kg
 測定波長 : 340 nm(主波長)/546 nm

■ お問い合わせは最寄りの弊社製品取扱店または直接弊社へ下さるようお願い申し上げます。

世界販売元
 R-バイオフาร์ม社

ご注文・お問合せ
 アズマックス株式会社
 〒104-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5F

TEL.03-6661-1090(代) FAX.03-6661-1091
 E-mail: sales@azmax.co.jp URL: http://www.azmax.co.jp