

## SureFood シュアフード アニマル ID フィッシュ ID 動物・魚組織検出・判別キット

リアルタイム PCR 法による動物組織の検出・判別

リアルタイム PCR 法により、混入肉種、動物種・魚種を判別します。

品名 コードNo. 価格 仕様	SureFood シュアフード リアルタイム PCR キット			(製造: CONGEN 社)
	Animal ID リアルタイム PCR 定性キット			
	イヌ・ネコ用	S6012	125,000 円	50 テストx2
	ウシ用	S6013	125,000 円	100 テスト
	ブタ用	S6014	125,000 円	100 テスト
鶏用	S6015	125,000 円	100 テスト	
七面鳥用	S6016	125,000 円	100 テスト	
ブタ用	S6017		100 テスト 増幅阻害物質抑制剤入り	
ウマ用	S6108		100 テスト	
Animal ID リアルタイム PCR 定性キット(増幅確認用内部標準入り)				
ウシ・ヒツジ・ヤギ用	S6121		100 テスト 測定波長により 3 種区別	
ウシ用	S6113		100 テスト	
鶏用	S6115		100 テスト	
ウマ・ロバ用	S6119		100 テスト	
ブタ用	S6114		100 テスト	
ブタ・鶏・七面鳥用	S6123		100 テスト 測定波長により 3 種区別	
ウサギ用	S6120		100 テスト	
七面鳥用	S6116		100 テスト	
水牛用	S6117		100 テスト	
ラクダ用	S6124		100 テスト	
Animal ID リアルタイム PCR 定量キット				
ウシ用	S1010	110,000 円	50 テストx2	
ブタ用	S1011	110,000 円	50 テストx2	
ウマ属用	S1016		50 テストx2 ウマ、ロバ、シマウマ	
鶏用	S1014		50 テストx2	
Fish ID リアルタイム PCR 定性キット(増幅確認用内部標準入り)				
オヒョウ用	S6201		50 テスト <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	
マダラ用	S6308		50 テスト <i>Gadus microcephalus</i>	
タイセイヨウマダラ用	S6310		50 テスト <i>Gadus marhua</i>	
モンツキタラ用	S6307		50 テスト <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	
スケウダラ用	S6313		50 テスト <i>Gadus chalcogrammus</i>	
ホワイティング用	S6312		50 テスト <i>Merlangius merlangus</i>	
カラフトマス用	S6303		50 テスト <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	
ニジマス用	S6302		50 テスト <i>Oncorhynchus mykiss</i>	
キングサーモン用	S6301		50 テスト <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	
ベニザケ用	S6304		50 テスト <i>Oncorhynchus nerka</i>	
セイス用	S6309		50 テスト (シライトタラ) <i>Pollachius virens</i>	
タイセイヨウサケ用	S6306		50 テスト <i>Salmo salar</i>	
ブラウントラウト用	S6305		50 テスト <i>Salmo trutta</i>	
ヨーロピアンヘイク用	S6311		50 テスト <i>Merluccius merluccius</i>	

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail: sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091

## AZmax 食品・飼料・環境・農業 の検査キット

キット内容	① 反応混合試薬 ② Taq ポリメラーゼ ③ 陽性コントロール その他(キットによる)
検出限界	5DNA コピー以下 試料からの検出限界は、試料成分、加工状態、DNA 抽出方法、DNA 濃度などによります。
保存条件	-20℃、露光厳禁
その他必要 機器 試薬	試薬: DNA 抽出セット SureFood PREP Basic (S1052) SureFood PREP Advanced(加工品用) (S1053)  機器:リアルタイム PCR 装置など



本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091