


Romer Labs アレルゲン シリーズ

アレルギー原材料のラテラルフロー検査キット

Romer Labs 社によるアレルギー原材料用ラテラルフローキットのシリーズで簡単な前処理の後、定性検査します。

製品コード	製品	抽出時間	テスト時間	検出感度	テスト数
COKAL0710AS	AgraStrip アーモンド	5分	5分	2ppm	10
COKAL1310AS	AgraStrip カシューナッツ/ピスタチオ	5分	5分	2ppm	10
COKAL0910AS	AgraStrip クルミ	5分	5分	2ppm	10
COKAL0110AS	AgraStrip ピーナッツ	5分	5分	1ppm	10
COKAL1710AS	AgraStrip ブラジルナッツ	5分	5分	5ppm	10
COKAL0310AS	AgraStrip ヘーゼルナッツ	5分	5分	5ppm	10
COKAL1610AS	AgraStrip マカダミアナッツ	5分	5分	2ppm	10
COKAL1210AS	AgraStrip カゼイン	5分	5分	1ppm	10
COKAL1206AS	AgraStrip ワイン抽出溶液(カゼイン用)				10mL
COKAL2410AS	AgraStrip 牛乳	5分	5分	1ppm	10
COKAL1010AS	AgraStrip β -ラクトグロブリン	5分	5分	0.5ppm	10
COKAL0200AS	AgraStrip グルテン G12	5分	5分	5ppm	10
COKAL0210AS	AgraStrip グルテン	5分	5分	4ppm	10
COKAL2210AS	AgraStrip 甲殻類	5分	5分	10ppm	10
COKAL1910AS	AgraStrip ゴマ	5分	5分	5ppm	10
COKAL1810AS	AgraStrip 卵	5分	5分	2ppm	10
COKAL1806AS	AgraStrip ワイン抽出溶液(卵用)				10mL
COKAL0410AS	AgraStrip 大豆	20分	5分	2ppm	10
COKAL1406AS	AgraStrip 加工食品用抽出試薬(大豆)				
COKAL1510AS	AgraStrip ルーピン	5分	5分	10ppm	10
COKAL2110AS	AgraStrip マスタード	5分	5分	2ppm	10



本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091