

Rhone ビタミン用 イムノアフィニティカラム シリーズ

ビタミン分析用 精製濃縮 イムノアフィニティカラム

欧州最大の食品検査キットメーカーR-Biopharm 社のモノクローナル抗体を用いたイムノアフィニティカラムです。

HPLC や LC-MSMS などの前処理用に使います。

コード	品名	保持量	保存性	本数	認証等
1251P	EASI-EXTRACT ビタミン B12	1.0 μ g	2-8°C 18ヶ月 21-25°C 12ヶ月	10	
1252P				50	
P88	EASI-EXTRACT ビタミン B12 (LGE)	1.0 μ g	2-8°C 18ヶ月 21-25°C 12ヶ月	10	AOAC OMA
P88B				50	
1253P	EASI-EXTRACT 葉酸	0.45 μ g	2-8°C 18ヶ月 21-25°C 12ヶ月	10	
1254P				50	
P82	EASI-EXTRACT ビオチン	0.45 μ g	2-8°C 18ヶ月 21-25°C 12ヶ月	10	AOAC OMA
P82B				50	
P183	EASI-EXTRACT マルチビタミン B (LGE)	(ビオチン、 B12、葉酸)	2-8°C 18ヶ月 21-25°C 12ヶ月	10	
P183B				50	



本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091