

SureFood シュアフード アニマル ID フィッシュ ID
動物・魚組織検出・判別キット

リアルタイム PCR 法による動物組織の検出・判別

リアルタイム PCR 法により、混入肉種、動物種・魚種を判別します。

品名 コードNo. 価格 仕様	SureFood シュアフード リアルタイム PCR キット			(製造: CONGEN 社)
	Animal ID リアルタイム PCR 定性キット			
	イヌ・ネコ用	S6012	125,000 円	50 テストx2
	ウシ用	S6013	125,000 円	100 テスト
	ブタ用	S6014	125,000 円	100 テスト
鶏用	S6015	125,000 円	100 テスト	
七面鳥用	S6016	125,000 円	100 テスト	
ブタ用	S6017		100 テスト 増幅阻害物質抑制剤入り	
ウマ用	S6108		100 テスト	
オヒョウ用	S6201		50 テスト 魚	
Animal ID リアルタイム PCR 定性キット(増幅確認用内部標準入り)				
ウシ・ヒツジ・ヤギ用	S6121		100 テスト 測定波長により3種区別	
ウシ用	S6113		100 テスト	
鶏用	S6115		100 テスト	
ウマ・ロバ用	S6119		100 テスト	
ブタ用	S6114		100 テスト	
ブタ・鶏・七面鳥用	S6123		100 テスト 測定波長により3種区別	
ウサギ用	S6120		100 テスト	
七面鳥用	S6116		100 テスト	
水牛用	S6117		100 テスト	
Animal ID リアルタイム PCR 定量キット				
ウシ用	S1010	110,000 円	50 テストx2	
ブタ用	S1011	110,000 円	50 テストx2	
ウマ属用	S1016		50 テストx2 ウマ、ロバ、シマウマ	
鶏用	S1014		50 テストx2	
Fish ID リアルタイム PCR 定性キット(増幅確認用内部標準入り)				
マダラ用	S6308		50 テスト <i>Gadus microcephalus</i>	
タイセイヨウマダラ用	S6310		50 テスト <i>Gadus marhua</i>	
モンツキタラ用	S6307		50 テスト <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	
スケトウダラ用	S6313		50 テスト <i>Gadus chalcogrammus</i>	
ホワイティング用	S6312		50 テスト <i>Merlangius merlangus</i>	
カラフトマス用	S6303		50 テスト <i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	
ニジマス用	S6302		50 テスト <i>Oncorhynchus mykiss</i>	
キングサーモン用	S6301		50 テスト <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	
ベニザケ用	S6304		50 テスト <i>Oncorhynchus nerka</i>	
セイス用	S6309		50 テスト (シライトタラ) <i>Pollachius virens</i>	
タイセイヨウサケ用	S6306		50 テスト <i>Salmo salar</i>	
ブラウントラウト用	S6305		50 テスト <i>Salmo trutta</i>	
ヨーロッパヘイク用	S6311		50 テスト <i>Merluccius merluccius</i>	

本品は食品衛生・環境等に関する自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail: sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091

AZmax 食品・飼料・環境・農業 の検査キット

キット内容	① 反応混合試薬 ② Taq ポリメラーゼ ③ 陽性コントロール その他(キットによる)
-------	---

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091

AZmax 食品・飼料・環境・農業 の検査キット

検出限界	5DNA コピー以下 試料からの検出限界は、試料成分、加工状態、DNA 抽出方法、DNA 濃度などによります。
保存条件	-20℃、露光厳禁
その他必要 機器 試薬	試薬：DNA 抽出セット SureFood PREP Basic (S1052) SureFood PREP Advanced(加工品用) (S1053) 機器：リアルタイム PCR 装置など



本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091