

マイコトキシン（カビ毒）用カラム



R-Biopharm Rhone マイコトキシン（カビ毒）用 SPE カラム

製品コード	製品名	適用カビ毒	容量	標準小売価格
4173P	アフラトキシクリーンアップカラム	アフラトキシン	50 本	30,000 円
P51	トリコテセン系クリーンアップカラム P	トリコテセン系カビ毒	30 本	45,000 円
65C1P	RIDA C18 カラム (100 mg/mL)	脂質分の除去	100 本	22,000 円
TC-M160	PuriTox AflaZON	アフラトキシン、ゼアラレノン、トリコテセン系カビ毒、他	25 本	21,500 円
TC-T220	PuriTox Trichothecenes	トリコテセン系カビ毒	25 本	21,500 円
TC-C210	PuriTox DON/NIV	DON、ニバレノール	25 本	16,000 円
TC-MT3000	PuriTox Total Myco-MS	アフラトキシン、ゼアラレノン、フモニシ、オクマトキシン A、トリコテセン系カビ毒	25 本	

保管条件: 常温



【4173P】
【4128PC】




【P51】
【P53】




【65C1P】

【TC-M160】



【TC-T220】



【TC-C210】



R-Biopharm Rhone マイコトキシン（カビ毒）用 MIP カラム

製品コード	製品名	適用カビ毒	容量	標準小売価格
P250B	EASIMIP パツリン	パツリン	50 本	
P250	EASIMIP パツリン	パツリン	10 本	

保管条件: 常温

MIP: 分子インプリントポリマー

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail: sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091




TRILOGY マイコトキシン (カビ毒) 用 SPE カラム PuriTox シリーズ


製品コード	製品名	適用カビ毒	容量	標準小売価格
TC-M160	Trilogy® PuriTox Multi Toxin (多機能カラム)	アフラトキシン、ゼアラレノン、トリコテセン系カビ毒、他	25 本	21,500 円
TC-T200	Trilogy® PuriTox Deoxynivalenol (DON)	デオキシニバレノール	25 本	21,500 円
TC-O130	Trilogy® PuriTox Ochratoxin	オクラトキシン	25 本	
TC-F120	Trilogy® PuriTox Fumonisin	フモニシン	25 本	10,000 円
TC-T220	Trilogy® PuriTox Trichothecenes	トリコテセン系カビ毒	25 本	
TC-C210	Trilogy® PuriTox Trichothecenes Plus	トリコテセン系カビ毒	25 本	
TC-MS3000	Trilogy® PuriTox Column	アフラトキシン、ゼアラレノン、フモニシン、オクラトキシン A、トリコテセン系カビ毒		

保管条件: 常温


【TC-M160】




【TC-T200】




【TC-O130】



【TC-T220】




【TC-F120】



【TC-C210】



標準液・その他

HPLC 分析用標準	<p>機器分析用に便利な調製済標準:</p> <p>Rhone アフラスタンダード(B1/B2/G1/G2 各 250ppb 計 1000ppb) 6mL (40S10P) 60,000 円</p> <p>Rhone アフラ M1 スタンダード(1000ppb) 6mL (40S20P) 60,000 円</p> <p>Rhone オクラスタンダード(1000ppb) 6mL (40S30P) 60,000 円</p> <p>Rhone ゼアラスタンダード(1000ppb) 6mL (40S40P) 60,000 円</p> <p>たとえばアフラスタンダードは、メタノールで 25 倍希釈、さらに蒸留水で 2 倍希釈アフラトキシンそれぞれ 0.5ng 等量となります。</p>		各
その他	<p>アフラトキシン B1、G1 の HPLC 分析に便利な電気化学的蛍光誘導装置:</p> <p>Rhone コブラセル KOBRA Cell (4171P) ※価格はお問合せください</p> <p>同 消耗品 メンブラン (4172P) 1 枚 ※価格はお問合せください</p> <p>★AOAC OMA 公定法として認証済み。厚生労働省通知法記載。</p> <p>HPLC のカラム/検出器間に設置してクリアなピークを導きます。</p>		

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アヅマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp
東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091