



その蟻、ヒアリ?



新発売
!!

ヒアリ同定
イムノクロマトキット

Agdia(アグディア)社とUSDA(米国農務省)の共同開発で生まれたヒアリの同定診断キットです。

ヒアリの毒性タンパク質を対象にした免疫法イムノクロマトキットです。発見現場で簡単迅速な検査が可能です。



製品情報

コード番号	テスト数	キット内容	末端希望価格
ISK 49700/0010	10テスト	テストストリップ/抽出バッファー/ 専用ピペット/マイクロチューブ	¥64,000

販売・お問い合わせの窓口

 **アズマックス株式会社**

〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5F
TEL.03-6661-1090 FAX.03-6661-1091
E-mail:sales@azmax.co.jp

AZmaxホームページ
<http://www.azmax.co.jp/>