

2025 年 2 月 吉日

MC-Media Pad お客様 各位

製造元:JNC 株式会社 ライフケミカル事業部

販売元:アゾマックス株式会社 顧客サービスグループ

MC-Media Pad 培養性能試験、無菌性試験変更のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、表題の件につきまして、以下の通り、ご案内申し上げます。

敬具

記

1. 培養性能試験の使用菌株変更 : 2025 年 3 月 1 日製造分より

MC-Media Pad の一部製品につきまして、別添(表1)の通り、培養性能試験の使用菌株について ISO11133 を参考に変更することいたしました。また、一部の菌株名が変更となりましたので、合わせてお知らせいたします。

2. 無菌性試験の方法(添加液)変更 : 2025 年 3 月 1 日製造分より

MC-Media Pad 全製品の無菌性試験に使用している添加液を下記の通り変更いたします。なお、培養条件(25℃、1 週間)は、変更ございません。

変更前	変更後
リン酸緩衝生理食塩水	リン酸緩衝液

上記の変更により、製品性能等には、何ら影響ございません。また、試験成績書を1、2変更の関連箇所に加えて、一部の箇所を修正いたしました。

本ご案内につきまして、ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。
引き続き、MC-Media Pad をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

【お問い合わせ先】

アゾマックス株式会社 顧客サービスグループ

TEL:03-6661-1090 FAX:03-6661-1091 E-mail:sales@azmax.co.jp

表 1 培養性能試験の使用菌株変更および名称変更(*印)

製品名	変更前	変更後
ACplus (R-AC)	<i>Bacillus subtilis</i> NBRC 3134	<i>Bacillus spizizenii</i> NBRC 3134(*)
	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> JCM 6119
	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 100910	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 13276
	<i>Candida albicans</i> NBRC 1594	
CC	<i>Citrobacter freundii</i> NBRC 12681	<i>Citrobacter freundii</i> ATCC 43864
	<i>Enterobacter aerogenes</i> NBRC 13534	<i>Klebsiella aerogenes</i> NBRC 13534(*)
	<i>Escherichia coli</i> NBRC 102203	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972
	<i>Klebsiella oxytoca</i> JCM 1665	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> JCM 6119
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689	<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726
	<i>Bacillus subtilis</i> NBRC 3134	<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 7783
	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 100910	
SA	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 100910	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 100910
	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 14462	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 14462
	<i>Bacillus subtilis</i> NBRC 3134	<i>Bacillus spizizenii</i> NBRC 3134(*)
	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972
	<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726	<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689
	<i>Staphylococcus epidermidis</i> NBRC 100911	<i>Staphylococcus epidermidis</i> NBRC 100911
EC	<i>Citrobacter freundii</i> NBRC 12681	<i>Citrobacter freundii</i> ATCC 43864
	<i>Enterobacter aerogenes</i> NBRC 13534	<i>Klebsiella aerogenes</i> NBRC 13534(*)
	<i>Escherichia coli</i> NBRC 102203	<i>Escherichia coli</i> NBRC 15034
	<i>Klebsiella oxytoca</i> JCM 1665	<i>Escherichia coli</i> NBRC 102203
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> JCM 6119
	<i>Bacillus subtilis</i> NBRC 3134	<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726
	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 100910	<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 7783
YM	<i>Aspergillus brasiliensis</i> NBRC 9455	<i>Aspergillus brasiliensis</i> NBRC 9455
	<i>Candida albicans</i> NBRC 1594	<i>Mucor racemosus</i> ATCC 42647
	<i>Rhodotorula glutinis</i> NBRC 389	<i>Candida albicans</i> NBRC 1594
	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 100929	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 100929
	<i>Bacillus subtilis</i> NBRC 3134	<i>Bacillus spizizenii</i> NBRC 3134(*)
	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972
サルモネラ 用	<i>Salmonella</i> Enteritidis NBRC 3313	<i>Salmonella</i> Enteritidis NBRC 3313
	<i>Salmonella</i> Choleraesuis NBRC 105684	<i>Salmonella</i> Typhimurium JCM 1652
	<i>Escherichia coli</i> NBRC 102203	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972
	<i>Enterobacter aerogenes</i> NBRC 13534	<i>Escherichia coli</i> NBRC 15034
	<i>Proteus mirabilis</i> NBRC 13300	<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 8726
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689	<i>Enterococcus faecalis</i> JCM 7783
	<i>Bacillus subtilis</i> NBRC 3134	
	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 100910	
一般生菌 用	<i>Bacillus subtilis</i> NBRC 3134	<i>Bacillus spizizenii</i> NBRC 3134(*)
	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 12689
	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 100910	<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 13276
	<i>Candida albicans</i> NBRC 1594	